

BEZEICHNUNG DER EINZELNEN BESTANDTEILE



1. Mundstück und Öffnung zum Anbringen der Mundstücke
2. Digitales LC Display
3. Startknopf
4. Luftauslass (immer freihalten)
5. Menü-Knöpfe (für diverse Geräteeinstellungen)
6. Anschluss für das USB Ladekabel
7. Schalter zum Aktivieren der Stromversorgung

TESTDURCHFÜHRUNG

1. Schieben Sie den Schalter unterhalb des USB Anschlusses nach oben.
2. Überprüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist (verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Laden).
3. Drücken Sie kurz den Startknopf an der Vorderseite des Alkoholtesters. Das Gerät piepst 2x und es erscheint „ALCO“ am Display.
4. Drücken Sie erneut 1x kurz den Startknopf, dann startet ein Countdown, der von 30 bis 0 zählt. Während des Countdowns piepst das Gerät im Sekundentakt und am Display wird abwechselnd „READY“ und „BLOW“ angezeigt.
5. Sobald der Countdown startet, können Sie mit dem Atemtest beginnen. Pusten Sie 4 Sekunden lang gleichmäßig in das zuvor angebrachte Mundstück. Atmen Sie dazu einfach langsam und ohne Unterbrechung aus (ähnlich als ob Sie pfeifen würden). Das Gerät piepst durchgehend während der Atemprobe.
6. Sobald das Piepsen aufhört und ein Klack-Ton und ein 2-facher Biepton zu hören ist, ist der Test beendet. Wenn die Atemprobe unterbrochen wurde oder zu schwach war, dann erscheint „FLO“ am Display. Führen Sie in diesem Fall den Test erneut durch und drücken Sie dafür 2 Sekunden den Startknopf.
7. Nach einer erfolgreichen Atemprobe wertet das Gerät das Messergebnis aus. Dabei wird kurz „Anly“ am Display angezeigt und anschließend sofort das Messergebnis in Promille (= Standardeinstellung der Messeinheit). Das Messergebnis ist zirka 60 Sekunden lang zu sehen, dann erscheint erneut „ALCO“ am Display. Für einen neuen Test drücken Sie 1x kurz den Startknopf.

BITTE BEACHTEN SIE

- Warten Sie nach dem letzten Schluck Alkohol mindestens 15 Minuten bis zum Atemtest, ansonsten verfälscht Restalkohol in Ihrer Mundhöhle das Ergebnis.
- Aus hygienischen Gründen und zur Gewährleistung eines zuverlässigen Messergebnisses sollten Sie für jeden Test ein neues Mundstück verwenden.
- Die voreingestellte Messeinheit für den Gebrauch in der EU ist Promille (g/L), für UK ist es mg/L und für die USA ist die Messeinheit % BAC.
- Alle mit diesem Alkoholtester ermittelten Messwerte sind stets nur Richtwerte und nicht rechtsverbindlich.

LABEL OF INDIVIDUAL COMPONENTS



1. Mouthpiece and Mouthpiece Slot
2. Digital LC Display
3. Power Button
4. Air Outlet (always keep this part unblocked)
5. Menu Button (for different device settings)
6. Connection for the USB Charger Cable
7. Button to switch on the power supply

CONDUCTING THE MEASUREMENT

1. Push the switch below the USB cable connection upwards.
2. Check if the Battery is fully charged (use the supplied USB cable for charging).
3. Briefly press the start button on the front of the alcohol tester. The device beeps twice and „ALCO“ and the battery indicator appear on the display.
4. Press the start button again once briefly, „SH“ will appear briefly, then „SH99“ and then a countdown will start counting from 30 to 0. During the countdown the unit beeps every second and the display alternates between „READY“ and „BLOW“.
5. Once the countdown starts, you can begin the breath test. Blow steadily into the previously attached mouthpiece for 4 seconds. Breathe out slowly and without interruption (as if you were whistling without a tone). The device beeps continuously during the breath test.
6. As soon as the beep stops and a click tone and a double beep tone can be heard, the test is finished. If the breath sample was interrupted or too weak, „FLO“ appears on the display. In this case, perform the test again and press the start button for 2 seconds.
7. After a successful breath test, the instrument evaluates the measurement result. The display briefly shows „Any“ and then immediately the result in per mille (= standard setting of the measuring unit in the EU). The measuring result can be seen for about 60 seconds, then „ALCO“ appears again on the display. For a new test, briefly press the start button once.

PLEASE NOTE

- Wait at least 15 minutes after finishing your last drink.
- From hygiene reasons and for accurate measurement results always use a new mouthpiece for each test.
- The default measurement setting for EU is per mill, for UK it is mg/L and for the USA it is % BAC.
- All measured values determined by this breathalyzer are always a guide only and are not legally binding.